

## REBIOSA

Representaciones Bioquimicas Del Sureste J.F.A.L. S.A de C.V.



# CATÁLOGO: SUTURAS QUIRÚRGICAS





#### Tipo de Suturas

· Tipo de absorción

· Tiempo de absorción:

· Origen:

· Color:

· Estructura:

· Calibres disponibles USP:

· Agujas:

· Presentación:

Por acción hidrolítica

60 a 90 dias

Sintético

Violeta Trenzada

6/0 a 3

15 mm a 70 mm, punta redonda y punta cortante.

Empaques individuales en caja por 12 unidades.



· Tipo de absorción:

· Tiempo de absorción:

· Origen: · Color:

· Estructura:

· Calibres disponibles USP:

· Presentación:

Por acción hidrolítica

90 a 120 días

Sintético

Violeta

Monofilamento

5/0a1

15 mm a 35 mm, punta redonda y punta cortante.

Empaques individuales en caja por 12 unidades.



· Tipo de absorción:

· Tiempo de absorción:

· Origen:

· Color:

· Estructura:

· Calibres disponibles USP:

· Agujas:

· Presentación:

· Tipo de absorción:

Por acción hidrolítica

120 a 210 dias

Sintético

Violeta Monofilamento

25 mm a 35 mm, punta redonda y punta cortante.

Empaques individuales en caja por 12 unidades.



· Origen:

· Color:

· Estructura:

· Calibres disponibles USP:

· Agujas:

· Presentación:

No absorbible

Sintético

Negro o anaranjado

Monofilamento

6/0 a 3

25 mm a 70 mm, punta redonda y punta cortante.

Empaques individuales en caja por 12 unidades.



Polipropileno

· Tipo de absorción:

· Origen:

· Color:

· Estructura:

· Calibres disponibles USP:

· Presentación:

No absorbible

Sintético

Azul

Monofilamento

3/0 a 1

25 mm a 60 mm, punta redonda y punta cortante.

Empaques individuales en caja por 12 unidades.



Suturas No Absorbibles



### de una Sutura Veterinaria

Existen diversos tipos de punta de la aguja. La punta de la aguja deberá ser elegida, dependiendo del tejido que se requiere suturar.





## **Punta Cortante**

## Punta triangular de corte inverso

Ideal para tejidos resistentes, difíciles de penetrar tales como: piel, ligamentos, tendones, facia, cavidad nasal y mucosa oral.





## **Punta Redonda**

## El filo se encuentra solo en la punta

Ideal para tejidos blandos fácilmente penetrables, sub cutáneo, peritoneo, aponeurosis, tracto gastrointestinal, entre otros.





#### Uso de las Suturas en una determinada

# Región Anatómica





# CONTÁCTANOS

NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE VENTAS PUEDE AYUDARTE.

#### A LOS TELÉFONOS:

(961) 616 5632

(961) 616 4826

(961) 656 8529

EXT. 103 /105



961 262 8667

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:30 - 17:30 HRS SÁBADOS 8:30 - 13:00 HRS



www.rebiosa.com

